



Transpore™

Cinta macroporosa de plástico

Descripción

Transpore™ es una cinta hipoalergénica, con respaldo de polietileno, transparente, hipoalergénica y resistente al agua. Fácil de cortar en forma bidireccional, incluso con guantes puestos y sin necesidad de tijera. Permite la visualización de la piel.

Uso

Transpore™ está indicada para ser utilizada en la fijación de:

- Apósitos generales y voluminosos
- Dispositivos de uso médico
- Sujeción de tubos, sondas, extensiones de equipos de suero
- Inmovilización de párpado y vendaje post quirúrgico en cirugía ocular

Características Físicas y Químicas

Transpore™ está elaborado con un respaldo de polietileno flexible y adhesivo tipo acrilato.

Ventajas y Beneficios de Uso

- Buena adhesión inicial, muy resistente y fuerte
- Hipoalergénica y libre de látex
- Permite cortar la cinta a la medida en ambas direcciones
- Transparente, permite visualizar la piel
- Buena adhesión

Características Físicas y Químicas

La fecha de caducidad se imprime en cada caja de Transpore™. Los símbolos de Lote y el reloj de arena que aparecen en la caja, representan el número de lote y la fecha de caducidad.

Recomendaciones - Advertencias

- Para un mejor desempeño, almacenar el producto entre 15°C - 30°C y una humedad relativa de un 35% - 60%.
- La piel debe estar limpia y seca antes de la aplicación de una cinta
- Nunca aplique la cinta comenzando desde un extremo y tirándola hacia el lado contrario
- Aplique la cinta desde el centro hacia afuera, en ambas direcciones
- No aplique la cinta directamente del rollo, corte el trozo que va a usar y aplique



Transpore™

Cinta macroporosa de plástico

Presentación

Número de Catálogo	Descripción	Cantidad
1527-1	1" x 10 yds / 2,5cm x 9,14m	Caja / 10 Cajitas / 12 rollos
1527-2	2" x 10 yds / 5cm x 9,14m	Caja / 10 Cajitas / 6 rollos
1527-3	3" x 10 yds / 7,5cm x 9,14m	Caja / 10 Cajitas / 4 rollos



División Hospitales

3M Guatemala

Calzada Roosevelt,
12-33, Zona 3 Mixco
Ciudad de Guatemala
Teléfono (502) 2379-3636

3M Honduras

San Pedro Sula
Blvd. del Norte, Col. Colvisula Cortes,
Honduras
Teléfono (504) 2551-8777

3M El Salvador

Calle Chaparrastique #11
Urb. Ind. Sta. Elena,
La Libertad, El Salvador.
Teléfono (503) 2210-0888

3M Nicaragua

Km 8 Carretera Sur.
Managua, Nicaragua
Teléfono (505) 2265-2567

3M Costa Rica

1Km Este del cruce La Valencia.
San José, Costa Rica.
Teléfono (506) 2277-1000

3M Panamá

Av. Ricardo J. Alfaro.
Apartado 0816-00705.
Panamá, RP.
Teléfono (507) 302-8100

3M República Dominicana

Ave. Gregorio Luperon,
Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono (809) 530-6560