



# 2239 Red Dot Electrodo Monitorización Cardíaca

Electrodo para Adultos

## Hoja Técnica



### Descripción

Electrodo para monitorización cardíaca con soporte de Micropore (rayon).  
Ideal para aplicaciones de larga duración.  
Adhesión inicial suave que se incrementa en el tiempo.  
Microporoso: permite el normal intercambio gaseoso de la piel. Cómodo, ajustable y suave con la piel.  
Permeables: liberan la transpiración.  
Adhesivo hipoalergénico.  
No contiene látex.

### Precauciones

No hay contraindicaciones para el uso de este producto, sin embargo hay importantes advertencias asociadas a su uso que se encuentran insertas dentro del empaque.  
Este producto no ha sido probado para su uso durante el procedimiento de Imagen por Resonancia Magnética (MRI).

### Usos

UCI / UTI  
Otras aplicaciones de larga duración (hasta 3 días).  
Diseñado para monitoreo ECG donde se requiera conformabilidad, respirabilidad y una buena base permeable.  
Areas sugeridas de uso son las salas de urgencia, pabellón, laboratorios de electrocardiografía, laboratorios de test de esfuerzo.

### Beneficios

Gel sólido: No deha residuo y asegura una alta calidad en el trazado.  
Bajo contenido de cloro: Menos irritación a la piel y confort para el paciente.  
Base de cinta microporosa: Confortable, suave a la piel, ideal para aplicaciones de largo tiempo, lo que significa menos cambios de electrodos.

Código	Descripción Producto	Soporte	Empaque
2239	Electrodo Adulto para UCI/UTI	Rayón	50 unids/bolsa

**3M Chile**  
Centro de Atención al Consumidor  
**600-300-3636**  
[www.3m.cl](http://www.3m.cl)  
✉ [atencionconsumidor@3m.com](mailto:atencionconsumidor@3m.com)