

4-100 Steri-Gas Cartridge de Oxido de Etileno Steri-Vac Ficha Técnica



■ Descripción

Una vez introducidos en la cámara, son inyectados automáticamente sólo cuando la puerta está cerrada y dentro se ha alcanzado un completo vacío.

Con el cartucho unidosis Steri-Gas se elimina la necesidad de un suministro externo de gas y el complicado sistema de válvulas, instalaciones y tuberías, que pueden representar una fuente de fugas y preocupaciones para los operarios expuestos al O.E.

Registro EPA Reg. No. 7182-1

Características

Los cartuchos de gas de 100 grs. O.E. 100% puro STERI-GAS*, son menos pesados y más manejables que los tanques de gas, eliminando toda la posibilidad de fugas y conteniendo la cantidad exacta de gas necesaria para esterilizar una carga.

■ Empaque

Código	Descripción Producto	Empaque
4-100	Cartridge de Oxido de Etileno	12 unidades / caja