

## 3M™ Red Dot™ Electrodo de Monitoreo de Espuma 2228

1.57 plg x 1.3" (4cm x 3.3 cms.) Electrodo de Monitoreo de Espuma

### Descripción

Su respaldo de espuma es cómodo para los pacientes, y su gel exclusivo y propietario asegura un excelente contacto con la piel

Su respaldo provee resistencia a los fluidos

Proporciona un buen rendimiento de hasta 30 días fuera de la bolsa

y hasta 3 días de uso

Electrodo radio opaco



### Aplicaciones

- Uso en sala de rehabilitación cardiaca, cateterismos, Salas de Emergencias,
- Unidades de Cuidados Intensivos adultos y pediátricos
- Quirófanos, telemetría, Monitoreo Holter, Pruebas de esfuerzo
- Otros mas

### Información de Pedidos (Disponibilidad puede variar según país)

Especificaciones de Pedidos			
3M™ Electrodo de Monitoreo de Espuma 2228	2228	70-2007-74373	50 electrodos por bolsa, 20 bolsas por case
	2228-5	70-2007-64986	5 electrodos por bolsa, 100 bolsas por case
	2228-3	70-2007-64978	3 electrodos por bolsa, 100 bolsas por case